

# Phonak Sky™ L.

## Ürün bilgisi

Phonak Sky Lumity, hafif ila çok ileri derecede işitme kayıpları için kapsamlı pediyatrik BTE portföyüdür.

Phonak SmartSpeech™ Teknolojisinden güç alan Sky L işitme cihazları, en gelişmiş platformumuz Phonak Lumity üzerinde konuşma anlama deneyimi yaşamak isteyen pediyatrik kullanıcıların tercihidir.



# Ürün açıklaması



Sky L-PR  
Sky L-PR Trial  
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP  
Sky L-UP Trial  
L90/L70/L50/L30

Pil boyutu		dahili şarj edilebilir	675
LED pediyatrik paternler		•	•
Telecoil		•	•
CROS L ile uyumluluk		•	•
Bluetooth® <sup>1</sup>		•	•
Hidrofobik kaplama		•	•
IP derecesi		IP68 <sup>2</sup>	IP68 <sup>2</sup>
Boyutlar	U x G x D	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 inç)	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inç)
	Ağırlık	3,68 g/0,130 oz	4,60 g/0,162 oz
Şarj süreleri <sup>3</sup>	%0 ila %100	3 saat	
	%0 ila %80	1,5 saat	
	30 dk. fitting	10 dakika	
		HE11 680 SlimTube 4.0	HE11 HE11 680
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	130 129	141 134
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	68 69	84 78
Frekans aralığı (Hz)		< 100 - > 5700 < 100 - > 7100	< 100 - > 4700 < 100 - > 4700
Çalışma akımı (mA)			3,3 2,8

## Fitting aralıkları

■ DSL pediyatrik fitting aralığı  
■ APD/NAL fitting aralığı



Hafif ila orta derecede işitme kaybı, tüm odyometrik konfigürasyonlar

İleriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı, tüm odyometrik konfigürasyonlar

<sup>1</sup> Bluetooth® marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

<sup>2</sup> IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.

<sup>3</sup> Gerçek şarj süresi, kalan pil ömrüne bağlıdır ve sıcaklık koşullarından etkilenebilir.

# Performans seviyeleri

	Premium	Advanced	Standard	Essential
AutoSense Sky OS 5.0	L90	L70	L50	L30
Yüksek Gürültüde Konuşma	•			
Arabada Konuşma	•			
Ekoda Konfor	•			
Müzik	•	•		
Gürültüde Konfor	•	•	•	
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•
Medya konuşması + mikrofon	•	•	•	•
Medya müzik + mikrofon	•	•	•	•
<b>Ek programlar</b>				
Maks. ek programlar	4	4	4	4
Ekoda Konfor	•			
Yüksek Gürültüde Konuşma	•	•		
360° Konuşma	•	•		
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•
Gürültüde Konfor	•	•	•	•
Müzik	•	•	•	•
Akustik telefon	•	•	•	•
Özel program	•	•	•	•
Telefon ile T-coil ± mik <sup>1</sup>	•	•	•	•
Açık alanda T-coil ± mikrofon <sup>1</sup>	•	•	•	•
<b>Ses aktarımı programları</b>				
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofon	•	•	•	•
Telefon görüşmesi + mikrofon	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential
Özellikler	L90	L70	L50	L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dinamik Gürültü Engelleyici	•	•		
Hareket Sensörlü İşitme <sup>2</sup>	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Dokunma kontrolü				
- Siri/Google Asistan	•	•		
- Ses aktarımını durdurma/ devam ettirme	•	•		
- Telefon aramasını kabul etme/bitirme	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ ve Yönlendirilebilir ayar	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Geniş Bant Yükseltici <sup>1</sup>	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Kullanıcı Tercihi Ayarı	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Çevresel denge	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanal Sayısı	20	20	16	12

<sup>1</sup> Yalnızca Phonak Sky L-UP için mevcuttur

<sup>2</sup> Yalnızca Phonak Sky L-PR için mevcuttur

## Fitting

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 veya üstü	9.0 veya üstü
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

# Akustik bağlantı

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Ses çıkışı	Standart kulak kancası	Filtreli (HE11 680), şeffaf ve 6 ek pediatrik renk	•	•
		Filtresiz (HE 11) sadece şeffaf renkte		•
	Kurcalama korumalı kulak kancası (mini)	Filtreli (HE11 680), şeffaf ve 6 ek pediatrik renk	•	•
		Filtresiz (HE 11) sadece şeffaf renkte		•
	SlimTube 4.0	Beş farklı uzunlukta (00,0,1,2,3) sol ve sağ olarak mevcuttur	•	
SlimTube için kulaklık	Dome	Cap dome	•	
		Açık dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	
		Ventli dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	
		Power dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	
	SlimTip	Akrilik	•	
		Silikon	•	
Boynuz için kulaklık	Kulak kalıbı		•	•

## Koruyucu ve boynuz renkleri

### Muhafaza



H0

Bej



P1

Kum Beji



P3

Sandal Ağacı



P4

Kestane



P5

Şampanya



P6

Gümüş Gri



P7

Grafit Gri



P8

Kadife Siyah



M6

Lav kırmızısı



M7

Okyanus Mavisi



M8

Görkemli Mor



Q2

Electric Green  
(Su Yeşili)



Q3

Karayip Korsanı  
(mavi-gri)



T3

Precious Pink  
(Açık Pembe)

### Boynuz



R1

Yeşil



R2

Sarı



R3

Pembe



R4

Turuncu



Q6

Mavi



Q7

Mor



13

Şeffaf

## Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial işitme cihazları, önerilerinize uyacak şekilde gerekli performans seviyesine hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Bu size, hastanıza daha ilk randevudan en uygun işitme çözümünü uygulama veya hastanızın işitme cihazının onarımı sırasında kullandırma olanağı sunar. Sky L Trial cihazları ayrıca, herhangi bir Roger mikrofonunun kolay gösterimi ve denenmesi için önceden yüklenmiş bir Roger alıcı içerir.

# Phonak Sky L-PR řarj seenekleri

## Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR, sevdiėiniz tm Lumity zelliklerinin yanı sıra řarj edilebilirlik avantajına sahiptir. Kullanıcılar, ses aktarımı dahil olmak zere tam gn iřitmenin keyfini ıkarabilir\*.

\* 10 saatlik Roger veya ses aktarımı dahil olmak zere 16 saatlik beklenen pil mr.



## Phonak Sky L Bluetooth® srmleri

Doėrudan arama/ses aktarımı

Bluetooth 4.2 kablosuz teknolojisi ve birok eski Bluetooth telefon

## Kablosuz iletiřim portfy

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
<b>Kablosuz aksesuarlar</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Roger mikrofonlar	•	•
<b>Uygulama</b>		
Roger mikrofonlar	•	•

Daha fazla bilgi iin [www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity) adresini ziyaret edin

Roger mikrofonlar hakkında bilgi iin [www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education) adresini ziyaret edin

myPhonak Junior hakkında daha fazla bilgi iin [www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior) adresini ziyaret edin

# life is on

1947'den bu yana Phonak, yeni akustik dünyalar yaratarak yaşam kalitesini korumaya kendini adanmıştır. Kurulduğumuz günden bugüne şirketimiz, geliştirmeye dayalı bir inançla hareket etmektedir: İyi işitmenin aynı zamanda iyi olmak ve hissetmek olduğuna ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aslında, işitme duyusu doğrudan sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel iyilik hali ile bağlantılıdır. Gelecekte olacağı gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için çalışıyoruz. İşitme uzmanlarımızla birlikte en önemli noktalara odaklanmaya devam ediyoruz: konuşmayı anlamayı geliştirmek, insanların hayatlarını değiştirmek ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-22/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tüm hakları saklıdır