


Phonak Virto[™] 1.

Kablosuz olmayan modeller için ürün bilgileri

Phonak Infinio platformunun yenilikçi teknolojisi tarafından desteklenen Virto I işitme cihazları, estetik ve kişiye özel bir çözüm tercih eden kullanıcılara yönelik bir çözümdür.



Ürün açıklaması

	Virto I–10 NW 0 190/170/150/130	Virto I-Titanium 190/170
Güç seviyesi		
M	•	•
P	•	•
SP	•	•
Donanım yapılandırması/seçenekler/teknoloji		
Pil boyutu	10	10
Shell (ITE'ler için) malzemesi	Akrilik	Titanyum¹
IP derecesi	IP68 ²	IP68 ²
Mikrofon teknolojisi	Omni	Omni
Telecoil	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Program düğmesi (Program/Ses)	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Ses kontrolü (tekerlek)	İsteğe bağlı	
EasyPhone (akustik telefon için)	•	İsteğe bağlı
MiniControl (program veya ses değiştirmek için)	•	•

Renkler

Ön yüz renkleri

26 Pembe



Ten rengi



Kakao



Kahverengi



Siyah

Titanyum shell (ITE'ler için) rengi



Titanyum grisi

Akrilik shell (ITE'ler için) renkleri

26

Pembe

Ten rengi

Kakao

Kahverengi

Siyah

Kırmızı Transparan Mavi Transparan

Transparan

¹ İki farklı yüzey dokusu bulunur: standart veya ekstra tutma (ERS)
2 IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.
3 Yalnızca Virto I-10 NW 0

Performans seviyeleri

AutoSense OS™ 6.0	Premium	Advanced	Standard I50	Essential
Müzik	•	•		
Arabada Konuşma	•	•	•	
Gürültüde Konfor	•	•	•	
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•
Ek programlar				
Maks. ek programlar	4	4	4	4
Arabada konuşma	•	•	•	
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•
Gürültüde Konfor	•	•	•	•
Müzik	•	•	•	•
Akustik telefon	•	•	•	•
Özel program	•	•	•	•
Telefon ile T-coil ± mic	•	•	•	•
Public T-coil ± mic	•	•	•	•

Özellikler	Premium	Advanced	Standard I50	Essential
Speech Enhancer	•			
SoundRelax	•	•	•	
Roger uyumluluğu ¹	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Kullanıcı Tercihli Ayar	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Çevre dengesi	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
İnce ayar kanal sayısı	20	20	16	12

¹ T Coil takıldığında Roger Neckloop üzerinden kullanılabilir

Fitting

	Virto I-10 NW 0 / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 veya üzeri
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustik bağlantı

		M	Р	SP
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	109	115	119
Maksimum kazanç (dB)	2 cc coupler	40	50	60
Frekans aralığı (Hz)	2 cc coupler	<100-7000	<100-6700	<100-7000
Çalışma akımı (mA)		1.1	1.2	1.1
Fittin aralığı		Hafif ila orta derecede işitme kaybı için, tüm odyometrik konfigürasyonlar	dB NL 10 20 30 30 40 50 60 70 80 100 1125 250 500 1000 2000 4000 8 hafif - orta ila ileri derecede işitme kaybı için, tüm odyometrik konfigürasyonlar	od B HL or of the control of the co

Shell (ITE'ler için) stilleri



Kablosuz iletişim

	Virto I-10 NW 0 190/170/150/130	Virto I-Titanium 190/170
Roger		
Roger Neckloop	•*	•*

^{*} Telecoil takılıysa kullanılabilir

life is on

Phonak, 1947'den beri yeni akustik dünyalar açarak yaşam kalitesini korumaya kendini adamıştır. Daha o zamanlar, kurulduğumuz günlerde, şirketimizi şekillendiren bir inanç vardı: İyi işitmenin sağlıkla eşdeğer olduğuna ve bu nedenle hayatı dolu dolu yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aslında, işitme duyusu doğrudan sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel esenlikle bağlantılıdır. Gelecekte olduğu gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için çalışıyoruz. İşitme uzmanlarımızla birlikte en önemli olana odaklanmayı sürdürüyoruz: konuşmayı anlamayı iyileştirmek, insanların hayatını değiştirmek ve bir bütün olarak toplumda pozitif bir etki yaratmak.

phonak.com





